



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

Correo electrónico:

info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrucciones de servicio


Medidor de talla

## KERN MPS-A06

Versión 1.0

08/2008

E



MPS-A06-BA-s-0810



## KERN MPS-A06

Versión 1.0 08/2008



### Instrucciones de servicio

### Medidor de talla

---


---

#### Montaje en balanzas KERN:




Primero enroscar el soporte con dos tornillos al tripode en los casquillos roscados. Después atornillar el medidor de talla al soporte por el hueco inferior, mediante el tornillo respectivo.

### Instrucciones de montaje con soporte:




Poner la marca a 54.0 cm sobre nivel del piso. Marcar el segundo hueco más abajo. Taladrar los dos huecos.




Insertar las dos espigas. Atornillar el soporte a la pared. Atornillar el medidor de talla al soporte.

### Instrucciones de montaje sin soporte:



Poner la marca a 51,5 cm sobre nivel del piso. Extraer el medidor de talla y medir el segundo hueco más arriba. Taladrar los dos huecos.



Insertar las dos espigas. Poner y apretar el tornillo inferior. Después poner y apretar el tornillo superior.


### Indicación de seguridad:

Lea estas instrucciones de servicio detenidamente antes del uso, incluso si ya tiene cierta experiencia con balanzas medicinales de la marca KERN.

- Observe estas instrucciones de servicio.
- Este medidor de talla puede ser montado sólo a balanzas para personas de KERN con tripode integrado y balanzas con apoyo para personas o a una pared.
- Uso del material de montaje entregado. Asegure al montar que los tornillos estén bien apretados y el medidor de talla esté bien armado. (ver capítulo: instrucciones de montaje)
- Asegure que después de cada uso la chapaleta de medición sea bajada ya que hay peligro de lesiones.


## Uso del medidor de talla

Talla más de 130 cm



1. Jalar la varrilla medidora hacia arriba
2. Poner la chapaleta hacia arriba en posición horizontal hasta que enclave
3. Empujar la varilla medidora cuidadosamente hacia abajo hasta que la chapaleta toque la cabeza de la persona. Ahora leer la talla en la varilla de medición (A).

Talla hasta 130cm.



1. Presionar pivote adentro.
2. Seguir presionando el pivote, presionar la chapaleta con el soporte abajo, después poner la chapaleta en posición horizontal hasta que enclave.
3. Empujar la varilla medidora cuidadosamente hacia abajo hasta que la chapaleta toque la cabeza de la persona. Leer la talla en la marca (B).

### Datos técnicos:

Talla:	60-200 cm / 24-78 inch
División:	1mm /1/8 inch
Masa (B x H x T):	55 x 935 x 35 mm
Peso:	ca.700 g
Ámbito de temperatura:	+10°C hasta +40°C

### Limpiar:

No utilice detergentes agresivos (disolventes o cosas por el estilo), sino solamente un paño humedecido con una lejía de jabón suave o un detergente casero.